
“ONKYO”ブランドの聴こえサポート商品第三弾、
軽度～中等度の聴力に対応した耳あな型補聴器がリモコン付きで新発売

オンキヨー株式会社（所在地：大阪府中央区、代表取締役社長：大拙 宗徳、以下「当社」といいます。）は、“ONKYO”ブランドの聴こえサポート商品の第三弾として、軽度～中等度までの幅広い聴力に対応した、リモコン付きの耳あな型補聴器「OHS-D31 シリーズ」が発売されましたので、お知らせいたします。



- ・商品名 : 耳あな型補聴器
- ・型番 : OHS-D31L（左耳用）、OHS-D31R（右耳用）、OHS-D31KIT（両耳用）
- ・希望小売価格 : 64,800 円（左耳用、右耳用）、119,800 円（両耳用）（非課税）
- ・発売日 : 2022年9月13日


新型コロナウイルスの感染拡大による新しい生活様式において、会話などが聞き取りにくい状況が続いており、補聴器に対するニーズは高まっています。“ONKYO”ブランドの聴こえサポート商品の第一弾として、2019年2月に発売された“ONKYO”ブランド補聴器は、独自の雑音抑制機能による音質の良さや、コンパクトで目立ちにくいサイズが好評で、大変多くのお客様のご指示を頂きました。この度、手元で簡単に音量調節ができるようにしてほしいとのお客様のご要望にお応えし、リモコンが付属された耳あな型補聴器「OHS-D31」が発売されることとなりました。ストレスを感じることなく補聴器をお使いいただけるようにラインナップを拡充するものとなります。

音にこだわる“ONKYO”ブランドとして、お客様の日常生活を豊かで楽しくお過ごしいただくためのサポート・ご提案を今後も行ってまいります。

【主な特長】

1) コンパクトで目立ちにくい

耳の中にスッポリ収まるサイズですので、正面からほとんど見えないだけでなく、楽な着け心地の形状です。本体重量はわずか 0.9g ですので、長時間着けていても疲れにくい補聴器です。



2) 付属のリモコンで 48 段階の音量調節

様々な環境に合わせて細かく音量調節したいというお客様の声にお応えしました。小型のリモコンで、手元で簡単に音量調節が可能です。



3) テレビモード搭載

補聴器本体のボタンや付属リモコンでテレビモードに切り替えが出来ます。テレビでドラマや映画などをお楽しみいただくときに適した聞こえになります。

4) 雑音抑制機能を強化

会話と雑音を周波数ごとに 12 分割して処理して、雑音だけを抑制します。現行の「OHS-D21」に比べて雑音抑制の精度が 1.5 倍となっています。

5) ハウリング抑制機能

デジタル特性を活かした強力なハウリング抑制機能を搭載しており、不快な「ピー」という音を抑制します。

【主な仕様】

販売名	OHS-D31
90dB最大出力音圧レベル ピーク値 高周波数平均値	116 dB SPL 112 dB SPL
最大音響利得 ピーク値 高周波数平均値	55 dB 49 dB
等価入力雑音レベル	21 dB
全高調波ひずみ率 500Hzにおける値 800Hzにおける値 1600Hzにおける値	2% 2% 1%
動作電圧	1.3 V
消費電流値	1.0 mA以下
使用空気電池	PR41
電池使用時間	約150時間
本体の寸法および重さ (電池を含まず)	17 x 13 x 9mm 0.9 g
付属品	耳せん(大・中・小・フリー)、リモコンSmart Key1、化粧ケース1、空気電池1、取扱説明書1、セーフティーガイド1、保証書1、掃除ブラシ1、お名前シール1

※製品詳細は、以下の製品ホームページをご覧ください。

<https://onkyo.net/hearing-aid/>

※この内容に関するお問い合わせ先※

・お客様相談窓口

本商品に関するお問い合わせ、購入前のご相談などは、下記までご連絡下さい。

オンキョー補聴器サポートセンター： TEL 0800-000-4133

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）